

**GENEL ÖZELLİKLER**

- Dört parçalı, kolay temizlenebilir, yatağın hava almasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş metal yatak platformu.
- Kademeli lama sistemi ile sırt hareketi.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Kolaylıkla takılıp çıkartılabilir başlık sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Metal çerçeveli ahşap başlık için opsiyonel melamin renk seçeneği.<sup>(RSX)</sup>
- PE plastik başlık için opsiyonel laminant renk seçeneği.<sup>(RLX)</sup>

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ■ Genişlik      | : 105 cm              |
| ■ Uzunluk       | : 204 cm              |
| ■ Yükseklik     | : 50 cm               |
| ■ Sırt hareketi | : 68°                 |
| ■ Ağırlık       | : ~ 46 kg             |
| ■ Hacim         | : 0,48 m <sup>3</sup> |

**OPSİYONLAR****GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI****GRUP 2 / BAŞLIK OPSİYONLARI****GRUP 3 / KORKULUK OPSİYONLARI****GRUP 4 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI****OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI**

|  |  |
|--|--|
| <b>T0</b> TEKERLEKSİZ                          | <b>W0</b> AKSESUARSIZ  |
| <b>T4</b> İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM) | <b>W2</b> TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg   |
| <b>T16</b> İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)      | <b>W4</b> TELEVİZYON SEHPA APARATI (17 " LCD TV İÇİN)  |
| <b>B1</b> METAL ÇERÇEVELİ AHŞAP BAŞLIK         | <b>W5</b> TRAKSİYON APARATI  |
| <b>B2</b> PE PLASTİK BAŞLIK                    | <b>W8</b> SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.   |
| <b>K0</b> KORKULUKSUZ                          | Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.  |
| <b>K1</b> METAL KORKULUKLU                     | Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez. |
| <b>K3</b> METAL KORKULUKLU (BASİT TİP)         |  |



\* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.  
\* RL : Laminant renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.