

U0034

GENEL ÖZELLİKLER

- Hijyenik, kolay temizlenebilir, su ve ısıya dayanıklı ABS plastik veya kompakt laminant (HPL) üst tabla.
- Yükseklik ayarı çevirme kolu sayesinde karyolanın yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Ergonomik ayak yapısı.
- İki fren mekanizmalı teker sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Genişlik	: 80 cm
■ Derinlik	: 40 cm
■ Yükseklik (min)	: 78 cm
■ Yükseklik (max)	: 100 cm
■ Ağırlık	: ~ 9 kg
■ Hacim	: 0,30 m ³





* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.

YEMEK MASASI ÇEVİRME KOLLU

OPSİYONLAR

GRUP 1 / ÜST TABLA OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- YL1 LAMİNAT KAPLI ÜST TABLA
 - YL2 ABS ÜST TABLA
 - YL3 KOMPAKT LAMİNAT ÜST TABLA
 - YL4 MELAMİN KAPLI ÜST TABLA
 - YL5 TİLTLİ KOMPAKT LAMİNAT ÜST TABLA
- Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.



U0035

GENEL ÖZELLİKLER

- Hijyenik, kolay temizlenebilir, su ve ısıya dayanıklı ABS plastik veya kompakt laminant (HPL) üst tabla.
- Yükseklik ayarı el ile kolaylıkla kontrol edilebilen amortisör mekanizması sayesinde karyolanın yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Ergonomik ayak yapısı.
- 50 mm çapında ikisi frenli tekerlek sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Genişlik	: 80 cm
■ Derinlik	: 40 cm
■ Yükseklik (min)	: 78 cm
■ Yükseklik (max)	: 100 cm
■ Ağırlık	: ~ 10,5 kg
■ Hacim	: 0,30 m ³






* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.

YEMEK MASASI AMORTİSÖRLÜ

OPSİYONLAR

GRUP 1 / ÜST TABLA OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- YL1 LAMİNAT KAPLI ÜST TABLA
 - YL2 ABS ÜST TABLA
 - YL3 KOMPAKT LAMİNAT ÜST TABLA
 - YL4 MELAMİN KAPLI ÜST TABLA
 - YL5 TİLTLİ KOMPAKT LAMİNAT ÜST TABLA
- Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

