

## FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 65°



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°



Yatak platformu minimum yüksekliği : 74 cm



Yatak platformu maksimum yüksekliği : 105 cm

## GENEL ÖZELLİKLER


- Anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı, yüksek yoğunluklu sünger yatak platformu.
- Amortisör mekanizması yardımıyla başucu hareketi ve trendelenburg pozisyonu.
- Hidrolik yükseklik ayarı.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Oksijen tüpü koyma aparatı.
- 150 mm çapında teker sistemi.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği. (RVX)

## TEKNİK ÖZELLİKLER


■ Genişlik	: 72,5 cm
■ Uzunluk	: 210,5 cm
■ Ağırlık	: ~ 102 kg
■ Hacim	: 1,25 m <sup>3</sup>

## OPSİYONLAR

## GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



## GRUP 2 / SERUM ASKISI OPSİYONLARI



## OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T11 İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (150 MM)
  - T12 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
  - W0 AKSESUARSIZ
  - W8 SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.
- Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.



\* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.