

U0041

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 62°



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 13°



Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 13°



Yatak platformu minimum yüksekliği : 69 cm



Yatak platformu maksimum yüksekliği : 101 cm

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ

GENEL ÖZELLİKLER

- X-Ray özelliğine sahip, su ve ısıya dayanıklı kompakt laminant (HPL) yatak platformu.
- Anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı, yüksek yoğunluklu sünger yatma yüzeyi.
- Amortisör mekanizması yardımıyla başucu hareketi.
- Hidrolik yükseklik hareketi, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Her iki taraftan da kontrol edilebilen pedal sistemi.
- Hijyenik, kolay temizlenebilen, ABS plastikte gizlenmiş alt kasa.
- Oksijen tüp yuvası.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- 150 mm çapında teker sistemi.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği. (RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik : 78 cm
- Uzunluk : 223 cm
- Ağırlık : ~ 150 kg
- Hacim : 1,25 m³

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



GRUP 2 / SERUM ASKISI OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T11** İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (150 MM)
- T12** MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
- T19** MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
- W0** AKSESUARSIZ
- W8** SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.