

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 70°



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°



Üst platform bir alt arabadan diğerine kolaylıkla transfer edilebilmektedir.

TRANSFERLİ SEDYE

GENEL ÖZELLİKLER

- Anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı, yüksek yoğunluklu sünger yatak platformu.
- Kullanışlı ve dayanıklı raylı sistem sayesinde üst platform bir alt arabadan diğerine kolaylıkla transfer edilebilmektedir.
- Amortisör mekanizması yardımıyla başucu hareketi ve trendelenburg pozisyonu.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Oksijen tüpü koyma aparatı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- 150 mm çapında teker sistemi.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği. (RvX)

TEKNİK ÖZELLİKLER


■ Genişlik	: 71 cm
■ Uzunluk (tek araba)	: 214 cm
■ Uzunluk (iki araba)	: 405 cm
■ Yükseklik	: 88 cm
■ Ağırlık	: ~ 122 kg
■ Hacim	: 2,60 m ³

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



T11



T12

GRUP 2 / SERUM ASKISI OPSİYONLARI



W0



W8

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T11 İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (150 MM)
- T12 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
- W0 AKSESUARSIZ
- W8 SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

■ Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.





* RV : Vinleks renk seenekleri iin 83. sayfaya bakınız.